



《フェイスシールドの組立て方》


・使い捨て保護シート



両面テープ片面を剥がす



本体に使い捨て保護シートを貼り付ける



使い捨て保護シート取り付け完了

・シールド



本体にシールドの片側から、各穴に差し込んでいく



矢印の部分を持ってシールドを差し込む



組立て完了写真

※シールドの取り外し方は、組立て方と反対の手順でお願いします。

《ゴムベルト取り付け参考写真》



矢印のようにフレームが耳に当たらないように調整してご使用下さい



ゴムベルトを引っ張り、長さ調整をしてから取り付けしてください